


유세포분석용 Anti-Cd95/Fas 단일클론 항체 () - P25446

품목 번호: CM0008887



소개

마우스 CD95/FAS에 대한 토끼 단일클론 항체로, 유세포분석을 위해 이 직접 접합되어 있습니다. 흉선, 간, 폐 및 심장 조직의 세포사멸 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	Rabbit anti-Mouse CD95/FAS mAb
비고/별칭	lpr; APO1; APT1; CD95; TNFR6; Tnfrsf6
종	마우스
유전자 ID (사람)	355
유전자 ID (마우스)	14102
면역원	마우스 CD95/FAS의 아미노산 22~169에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. (NP_032013.2)
항체 생산 숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P25446
단백질 분자량	37KDa
배송	아이스팩