

웨스턴 블롯, If/Icc, Elisa용 Anti-Cd95/Fas 단일클론 항체 - P25445

품목 번호: CM0005642



소개

인간 CD95/FAS (UniProt P25445)를 표적으로 하는 재조합 토끼 단일클론 항체입니다. 웨스턴 블롯, IF/ICC, ELISA에서 검증되어 세포자멸사 및 면역학 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD95/FAS Rabbit mAb
비고/별칭	APT1; CD95; FAS1; APO-1; FASTM; ALPSIA; TNFRSF6
종	인간
GeneID (Human)	355
GeneID	355
면역원	재조합 단백질: 인간 CD95/FAS (NP_000034.1)의 아미노산 26-173 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P25445
단백질 무게	9-38 kDa
배송	아이스백