

Wb, Fc, Elisa용 Anti-Cd96 토끼 단일클론 항체 - P40200

품목 번호: CM0007589



소개

웨스턴 블롯, 유세포 분석 및 ELISA 검증을 완료한 CD96 토끼 단일클론 항체입니다. 후기 면역 반응에 관여하는 T세포 및 NK세포 접착 수용체인 인간 CD96을 인식합니다. 면역세포 상호작용 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD96 토끼 단일클론 항체
비고/별칭	세포 표면 항원 CD96; CD96
종	인간
GeneID (인간)	10225
GeneID	10225
면역원	인간 CD96(NP_937839.1)의 25~519번 아미노산에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, FC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P40200
단백질 분자량	65kDa
배송	아이스팩