

Fc, Elisa용 항-Cd96/Tactile 토끼 단클론 항체 - Q3U0X8

품목 번호: CM0004167



소개

생쥐 CD96/TACTILE에 대한 토끼 단클론 항체입니다. 유세포 분석(FC) 및 ELISA에서 검증되었습니다. NK 세포 접착에 관여하는 T 세포 표면 단백질을 표적으로 합니다. 면역학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CD96/TACTILE 토끼 mAb
비고/별칭	Tactile; 1700109112Rik
종	생쥐
유전자ID (인간)	10225
유전자ID (생쥐)	84544
면역원	생쥐 CD96/TACTILE (NP_115854.2)의 아미노산 35-536에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC, ELISA
교차 반응성	생쥐
SWISS	Q3U0X8
단백질 분자량	67kDa
배송	아이스 팩