

Wb 및 Elisa용 항-Cd97 (Adgre5) 토끼 다클론 항체 - P48960

품목 번호: CM0028383



소개

인간 CD97(ADGRE5)을 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증되었으며 마우스 및 래트와 교차 반응성이 있습니다. 백혈구 부착, 이동 및 염증성 질환 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CD97 토끼 pAb
비고/별칭	CD97; TM7LN1
종	인간
유전자ID (인간)	976
유전자ID	976
면역원	인간 CD97(NP_001775.2)의 아미노산 240-435번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P48960
단백질 분자량	92kDa
배송 방식	아이스 팩