

Anti-Cd97 () 유세포 분석용 단클론 항체 - P48960

품목 번호: CM0008164



소개

유세포 분석용으로 검증된 접합 항인간 CD97 단클론 항체입니다. 인간 CD97(이동 및 염증과 관련된 백혈구 부착 GPCR)과 반응합니다. IVD 연구 및 진단 개발에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CD97 mAb
비고/별칭	CD97; TM7LN1
종(Species)	Human
유전자 ID	976
면역원	재조합 단백질 인간 CD97 (NP_510966.1)의 아미노산 21-398에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	단클론 항체
응용	FC
교차 반응성	Human
SWISS	P48960
단백질 분자량	92kDa
배송	아이스 팩