


Wb, Elisa용 Anti-Cd97 토끼 단일클론 항체 - P48960

품목 번호: CM0007119



소개

WB 및 ELISA 실험용 Anti-CD97 토끼 단일클론 항체입니다. 백혈구 이동 및 염증 반응에 관여하는 접착 GPCR인 인간 CD97에 특이적입니다. 예상 분자량: 92 kDa.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CD97 Rabbit mAb
비고/별칭	CD97; TM7LN1
종(Species)	Human (인간)
GeneID (Human)	976
GeneID	976
면역원(Immunogen)	인간 CD97 (NP_510966.1)의 아미노산 21-398에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human (인간)
SWISS	P48960
단백질 분자량	92 kDa
배송(Shipping)	아이스백 (Ice bag)