

Wb, Elisa용 항-Cd97 토끼 다클론 항체 - Q9Z0M6

품목 번호: CM0020489

소개

생쥐 CD97(Adgre5)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 면역학 연구에서 백혈구 접착, 이동 및 GPCR 신호 전달 경로 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CD97 토끼 pAb
비고/별칭	Cd97; TM7LN1; CD97
종	생쥐
유전자 ID (인간)	976
유전자 ID	26364
면역원	재조합 단백질 생쥐 CD97 아미노산 24-265에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다. (NP_036055.2).
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	생쥐
SWISS	Q9Z0M6
단백질 분자량	90kDa
배송 방식	아이스팩