

Fc용 Anti-Cd98 단클론 항체 - P10852

품목 번호: CM0009616



소개

마우스 CD98 (SLC3A2)에 대한 고품질의 토끼 단클론 항체로, 유세포 분석(Flow Cytometry)에 대해 검증되었습니다. 마우스 모델에서 아미노산 수송, 인테그린 신호 전달 및 종양 진행 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Mouse CD98 mAb
비고/별칭	4F2; Cd98; Ly10; Mdu1; 4F2HC; Ly-10; NACAE; Ly-m10; Mgp-2hc
종(Species)	Mouse
GeneID (인간)	6520
GeneID	17254
면역원(Immunogen)	마우스 CD98 (NP_032603.3)의 아미노산 105-526에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	단클론 항체
응용(Application)	FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	Mouse
SWISS	P10852
단백질 분자량	58kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)