

Anti-Cd98 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb - P10852

품목 번호: CM0022170



소개

웨스턴 블롯팅 및 ELISA용 마우스 CD98 (SLC3A2)에 대한 고품질 토끼 폴리클로날 항체. 마우스 및 랫 조직에서 검증됨. 재조합 면역원, 분자량 58 kDa. 아미노산 수송 및 인테그린 신호 전달 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD98 Rabbit pAb
비고/별칭	4F2; Cd98; Ly10; Mdu1; 4F2HC; Ly-10; NACAE; Ly-m10; Mgp-2hc; CD98
종	마우스
GeneID	17254
면역원	마우스 CD98의 아미노산 105-526 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질. (NP_032603.3)
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫
SWISS	P10852
단백질 분자량	58kDa
배송	아이스백