


## Wb, If, Ihc, Elisa용 Anti-Cd98/Slc3A2 단클론 항체 - P08195

품목 번호: CM0007849



### 소개

사람 CD98/SLC3A2 (4F2hc)에 대한 토끼 단클론 항체로, WB, IF, IHC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 사람, 마우스, 랫트와 반응합니다. 아미노산 수송체 연구 및 인테그린 신호 전달 연구에 적합합니다.

### 자세히 알아보기

| 매개변수                     | 값                                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 제품명                      | CD98/SLC3A2 Rabbit mAb                                                         |
| 비고/별칭                    | 4F2; CD98; MDU1; 4F2HC; 4T2HC; NACAE; CD98HC                                   |
| 종(Species)               | 사람(Human)                                                                      |
| GeneID (사람)              | 6520                                                                           |
| GeneID                   | 6520                                                                           |
| 면역원(Immunogen)           | 재조합 단백질 사람 SLC3A2/CD98hc (NP_002385.3)의 아미노산 206-630에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 공급원(Source)              | 토끼(Rabbit)                                                                     |
| 카테고리                     | 단클론 항체(Monoclonal Antibodies)                                                  |
| 응용(Application)          | WB, IF-P, IHC-P, ELISA                                                         |
| 교차 반응성(Cross Reactivity) | 사람(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)                                                 |
| SWISS                    | P08195                                                                         |
| 단백질 분자량(Protein Weight)  | 58-71 kDa                                                                      |
| 배송(Shipping)             | 아이스 팩(Ice bag)                                                                 |