

Anti-Cd98/Slc3A2 토끼 단일클론 항체 (Western Blot, 면역형광, Elisa용) - P08195

품목 번호: CM0006767



소개

인체 CD98/SLC3A2(58 kDa, P08195)에 대한 고품질 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IF/ICC 및 ELISA 검증을 완료했습니다. 영양분 흡수, 인테그린 신호 전달 및 바이러스 침입에 관여하는 아미노산 수송체의 중쇄(heavy chain)를 표적으로 합니다. 체외진단(IVD) 분석법 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD98/SLC3A2 토끼 단일클론 항체 (mAb)
비고/별칭	4F2; CD98; MDU1; 4F2HC; 4T2HC; NACAE; CD98HC
종	인체(Human)
유전자 ID (인체)	6520
유전자 ID	6520
면역원	인체 SLC3A2/CD98hc(NP_002385.3)의 461-630 아미노산 서열에 해당하는 합성 펩타이드
출처	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인체
SWISS	P08195
단백질 무게	58kDa
배송	아이스팩