


Wb, Elisa용 Anti-Cd99 폴리클로날 항체 - P14209

품목 번호: CM0023366



소개

웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA용으로 검증된 CD99 토끼 폴리클로날 항체입니다. T세포 부착 및 백혈구 혈관 외 이동에 관여하는 인간 CD99 (MIC2, 19 kDa)를 타겟으로 합니다. 면역학 및 부착 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD99 Rabbit pAb
비고/별칭	MIC2; HBA71; MIC2X; MIC2Y; MSK5X; CD99
종(Species)	Human (인간)
GeneID (human)	4267
GeneID	4267
면역원(Immunogen)	인간 CD99 (NP_002405.1)의 아미노산 23-124 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	Rabbit (토끼)
카테고리	Polyclonal Antibodies (폴리클로날 항체)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human (인간)
SWISS	P14209
단백질 분자량(Protein Weight)	19kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)