


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Cd99 폴리클로날 항체 - P14209

품목 번호: CM0020880



소개

사람 샘플에서 WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA용으로 검증된 CD99 토끼 폴리클로날 항체입니다. T세포 부착 및 백혈구 이동과 관련된 CD99 항원을 표적합니다. 재조합 면역원 (aa 23-185).

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CD99 Rabbit pAb
비고/별칭	MIC2; HBA71; MIC2X; MIC2Y; MSK5X; CD99
종	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	4267
유전자 ID	4267
면역원	재조합 단백질
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람 (Human)
SWISS	P14209
단백질 분자량	19kDa
배송	아이스백