


Wb, If/Icc, Ihc-P, Fc, Elisa용 항-Cd99 토끼 단클론 항체 - P14209

품목 번호: CM0010785



소개

WB, IF/ICC, IHC-P, FC, ELISA에서 검증된 고품질 CD99 토끼 단클론 항체입니다. T세포 접착에 관여하는 인간 CD99 항원(MIC2, HBA71)과 반응합니다.

GeneID: 4267, SWISS: P14209.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CD99 토끼 mAb
비고/별칭	MIC2; HBA71; MIC2X; MIC2Y; MSK5X
종	인간
GeneID (인간)	4267
GeneID	4267
면역원	합성 펩타이드 - 인간 CD99 (NP_002405.1)의 아미노산 24-123번 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IHC-P, FC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P14209
단백질 분자량	16-19kDa
배송 방식	아이스백