

Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Cda 단클론 항체 - P32320

품목 번호: CM0007509



소개

사람 CDA(시티딘 데아미나제)에 대한 토끼 단클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에 적합합니다. 사람 및 마우스 종에서 검증되었습니다. 예상 분자량은 16 kDa입니다. 뉴클레오타이드 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CDA Rabbit mAb
비고/별칭	CDD; CDA
종	사람(Human)
GeneID (사람)	978
GeneID	978
면역원	사람 CDA(NP_001776.1)의 아미노산 1-146에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단클론 항체
애플리케이션	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	P32320
단백질 분자량	16kDa
배송	아이스 백(Ice bag)