

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Cda 폴리클론항체 - P32320

품목 번호: CM0024184



소개

시티딘 탈아미노효소(CDA)를 표적하는 토끼 폴리클론항체로, 웨스턴 블롯, IF/ICC, ELISA에 대해 검증됨. 인간, 생쥐, 쥐 CDA 검출. 뉴클레오사이드 대사 연구에 이상적. 액세스 번호: P32320.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CDA Rabbit pAb
비고/별칭	CDD, CDA
종	인간
유전자 ID	978
면역원	인간 CDA (NP_001776.1)의 아미노산 1-146에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 쥐
SWISS	P32320
단백질 분자량	16 kDa
배송	아이스백