

Ihc-P, Fc (Intra), Elisa용 Anti-Cda Rabbit Monoclonal Antibody - P32320

품목 번호: CM0005965



소개

CamelBio는 IHC-P, FC (intra), ELISA용으로 검증된 Anti-CDA Rabbit Monoclonal Antibody를 제공합니다. 피리미딘 구원(salvage) 경로에 관여하는 시티딘 데아미나제인 인간 및 마우스 CDA와 반응합니다. 재조합 면역원입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CDA Rabbit mAb
비고/별칭	CDD; CDA
종(Species)	Human
GeneID (Human)	978
GeneID	978
면역원(Immunogen)	인간 CDA (NP_001776.1)의 아미노산 1-146에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	Monoclonal Antibodies
애플리케이션(Application)	IHC-P, FC (intra), ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse
SWISS	P32320
단백질 분자량	16kDa
운송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)