

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Cda Rabbit Polyclonal Antibody - P32320

품목 번호: CM0015100



소개

WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증된 시티딘 디아미나제(CDA) 토끼 폴리클론항체. 인간 및 마우스 CDA(16 kDa)를 검출합니다. 뉴클레오티드 대사 및 과립구 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	CDA Rabbit pAb
비고/별칭	CDD; CDA
종	인간
GeneID (인간)	978
GeneID	978
면역원	인간 CDA (NP_001776.1)의 아미노산 1-146에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P32320
단백질 분자량	16kDa
배송	아이스백