

Wb 및 Elisa용 Anti-Cdc123 Rabbit Polyclonal Antibody - O75794

품목 번호: CM0014549



소개

WB 및 ELISA에서 검증된 인간 CDC123 (D123, C10orf7)에 대한 고품질 토끼 폴리클로날 항체. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응. 번역 개시 연구 및 eIF2 복합체 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CDC123 Rabbit pAb
비고/별칭	D123; C10orf7; CDC123
종	인간
GeneID	8872
면역원	인간 CDC123 (NP_006014.2)의 아미노산 1-336에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O75794
단백질 분자량	39kDa
배송	아이스백