


Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Cdc16 토끼 단일클론 항체 - Q13042

품목 번호: CM0012732



소개

IHC-P, IF/ICC 및 ELISA용으로 검증된 고품질의 anti-CDC16 토끼 단일클론 항체입니다. 사람, 쥐, 및 랫트 CDC16와 반응합니다. 세포 주기 및 유비퀴틴 리가제 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CDC16 Rabbit mAb
비고/별칭	APC6; CUT9; ANAPC6; CDC16Hs; CDC16
종	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	8881
유전자 ID	8881
면역원	합성 펩타이드 사람 CDC16 (Q13042)의 아미노산 200-300 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용	IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 쥐 (Mouse), 랫트 (Rat)
SWISS	Q13042
단백질 분자량	72kDa
배송	아이스백