


Anti-Cdc16 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q13042

품목 번호: CM0025708



소개

인간 CDC16 (APC6)을 표적으로 하는 고품질 토끼 폴리클론 항체. WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 래트와의 교차 반응성을 보입니다. APC/C 복합체 기능, 세포 주기 조절, 유비퀴틴화 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CDC16 Rabbit pAb
비고/별칭	APC6; CUT9; ANAPC6; CDC16Hs; CDC16
종	인간
GeneID (Human)	8881
면역원	인간 CDC16 (NP_003894.3)의 아미노산 371-620에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q13042
단백질 분자량	72kDa
배송	아이스백