


Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Cdc20 폴리클로널 항체 - Q12834

품목 번호: CM0014786



소개

인간 CDC20에 대한 토끼 폴리클로널 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 인간 및 마우스 CDC20를 인식하며, 이는 중요한 APC/C 활성화 인자 및 유사분열 검문점 구성 요소입니다. 세포 주기 및 종양학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CDC20 Rabbit pAb
비고/별칭	CDC20A; OOMD14; p55CDC; OZEMA14; bA276H19.3; CDC20
종(Species)	Human
유전자 ID (인간)	991
유전자 ID	991
면역원	제조항 단백질 인간 CDC20 (NP_001246.2)의 아미노산 1-270에 해당하는 서열을 포함하는 제조항 용합 단백질.
공급원	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse
SWISS	Q12834
단백질 분자량	55kDa
배송	아이스 팩