


Wb, Ihc-P, If/Icc용 항Cdc20 토끼 다클론 항체 - Q12834

품목 번호: CM0015382



소개

인간 CDC20(p55CDC)을 표적으로 하는 고품질 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, IP 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 반응하며 세포주기, 유사분열 및 APC/C 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CDC20 토끼 pAb
비고/별칭	CDC20A; OOMD14; p55CDC; OZEMA14; bA276H19.3; CDC20
종	인간
GeneID	991
면역원	인간 CDC20(NP_001246.2?)의 아미노산 1-100에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q12834
단백질 분자량	55kDa
배송	아이스백