


Wb, Elisa용 항Cdc23 토끼 단클론 항체 - Q9Ujx2

품목 번호: CM0012589



소개

인간 CDC23(APC8, ANAPC8)을 표적으로 하는 재조합 토끼 단클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 세포 주기 및 유비퀴틴 리가아제 연구에 적합하며 마우스와 래트와 교차 반응성을 나타냅니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CDC23 토끼 단클론 항체
비고/별칭	APC8; CUT23; ANAPC8; CDC23
종	인간
유전자ID (인간)	8697
유전자ID	8697
면역원	합성 펩타이드 인간 CDC23 (Q9UJX2)의 아미노산 498-597번 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9UJX2
단백질 분자량	69 kDa
배송 방법	아이스백