


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Cdc23 토끼 다클론 항체 - Q9Ujx2

품목 번호: CM0017187



소개

인간 CDC23(APC8)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫드와 반응합니다. 세포 주기 및 유비퀴틴화 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CDC23 토끼 pAb
비고/별칭	APC8; CUT23; ANAPC8; CDC23
종	인간
GeneID (인간)	8697
GeneID	8697
면역원	인간 CDC23(NP_004652.2)의 아미노산 50-150번 영역에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q9UJX2
단백질 분자량	69kDa
배송	아이스백