

Anti-Cdc25A Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - P30304

품목 번호: CM0004684



소개

인간 CDC25A(M-phase inducer phosphatase 1)를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 세포 주기 및 종양학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CDC25A Rabbit mAb
비고/별칭	CDC25A2
종	인간
GeneID (Human)	993
GeneID	993
면역원	인간 CDC25A (NP_001780.2)의 아미노산 376-524에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P30304
단백질 무게	54kDa/59kDa
배송	아이스백