


Anti-Cdc25A Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P30304

품목 번호: CM0017697



소개

WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증된 Rabbit anti-CDC25A 폴리클론항체. 인간, 마우스 및 래트 CDC25A (59 kDa)를 검출합니다. 유사분열 연구를 위한 핵심 세포주기 인산가수분해효소.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CDC25A Rabbit pAb
비고/별칭	CDC25A2; CDC25A
종	인간
GeneID (인간)	993
GeneID	993
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P30304
단백질 분자량	59kDa
배송	아이스백