

Anti-Cdc25B Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P30305

품목 번호: CM0005436

소개

세포 주기 조절에 관여하는 이중 특이성 인산가수분해효소(dual specificity phosphatase)인 인간 CDC25B에 대한 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 유사 분열 진행과 세포 분열 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CDC25B Rabbit mAb
비고/별칭	CDC25B; cell division cycle 25B
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	994
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드 인간 CDC25B (P30305)의 아미노산 100-200 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	P30305
단백질 분자량	65kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)