

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Cdc25C 단일클론 항체 - P30307

품목 번호: CM0002137



소개

WB, IF/ICC, ELISA용으로 검증된 토끼 단일클론 anti-Cdc25C 항체입니다. 인간, 마우스, 랫트 Cdc25C(핵심적인 유사 분열 조절 인자 및 CDK1 인산화효소)를 인식합니다. 세포 주기 및 종양학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

사양	세부 정보
제품명	Cdc25C Rabbit mAb
비고/별칭	CDC25; PPP1R60; Cdc25C
종(Species)	Human
GeneID (Human)	995
GeneID	995
면역원(Immunogen)	인간 Cdc25C (P30307)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SWISS	P30307
단백질 분자량	53kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)