

Wb, Elisa용 항Cdc25C 토끼 다클론 항체 - P30307

품목 번호: CM0022399



소개

WB 및 ELISA에서 검증된 고품질 CDC25C 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트 CDC25C와 반응합니다. 세포주기 및 유사분열 연구에 이상적입니다. SWISS: P30307.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CDC25C 토끼 pAb
비고/별칭	CDC25; PPP1R60; CDC25C
종	인간
유전자ID (인간)	995
유전자ID	995
면역원	인간 CDC25C(NP_001781.2)의 아미노산 20-130에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
생산 기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P30307
단백질 분자량	53kDa
배송 방법	아이스백