


Wb, Elisa용 Anti-Cdc27 단일클론 항체 - P30260

품목 번호: CM0012764



소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 CDC27 토끼 단일클론 항체로, 인간 및 마우스 CDC27 (APC3)을 타겟으로 합니다. 세포 주기 및 APC/C 유비퀴틴 리가제 연구를 위한 핵심 도구이며, 예상 분자량은 약 92kDa입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CDC27 Rabbit mAb
비고/별칭	APC3; HNUC; NUC2; H-NUC; ANAPC3; CDC27Hs; D0S1430E; D17S978E; CDC27
종	인간 (Human)
유전자 ID (인간)	996
유전자 ID	996
면역원	인간 CDC27 (P30260)의 아미노산 702-824에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P30260
단백질 분자량	92kDa
배송	아이스백