

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Cdc34 폴리클로날 항체 - P49427

품목 번호: CM0028900



소개

인간 CDC34 (UBE2R1, E2-CDC34)에 대한 토끼 폴리클로날 항체. WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었으며, 마우스 및 래트와의 교차 반응성을 보입니다. 유비퀴틴화 및 세포 주기 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CDC34 Rabbit pAb
비고/별칭	UBC3; UBCH3; UBE2R1; E2-CDC34; CDC34
종	인간
유전자 ID	997
면역원	인간 CDC34 (NP_004350.1)의 아미노산 150-236에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P49427
단백질 분자량	27kDa
배송	아이스백