

Wb, Elisa용 항-Cdc34 토끼 단일클론 항체 - P49427

품목 번호: CM0012630



소개

인간 CDC34(UBE2R1)에 대한 토끼 단일클론 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 유비퀴틴 매개 단백질 분해와 세포 주기 조절에 필수적인 유비퀴틴 결합 효소 E2 R1을 인식합니다. 단백질 분해 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CDC34 토끼 mAb
비고/별칭	UBC3; UBCH3; UBE2R1; E2-CDC34; CDC34
종	인간
GeneID (인간)	997
GeneID	997
면역원	인간 CDC34(P49427)의 아미노산 20-236에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P49427
단백질 분자량	27 kDa
배송	아이스팩