


## Wb 및 Elisa용 항Cdc37 토끼 단클론 항체 - Q16543

품목 번호: CM0010140



### 소개

CDC37(Hsp90 코샤페론)을 표적으로 하는 고품질 토끼 단클론 항체입니다. 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증되었으며 마우스 및 래트와 교차 반응성이 있습니다. 키나아제 신호 연구에 유용합니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수       | 값                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------|
| 제품명        | CDC37 토끼 단클론 항체                                        |
| 비고/별칭      | P50CDC37; CDC37                                        |
| 종          | 인간                                                     |
| 유전자ID (인간) | 11140                                                  |
| 유전자ID      | 11140                                                  |
| 면역원        | 합성 펩티드: 인간 CDC37 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩티드 (Q16543) |
| 기원         | 토끼                                                     |
| 카테고리       | 단클론 항체                                                 |
| 적용 분야      | WB, ELISA                                              |
| 교차 반응성     | 인간, 마우스, 래트                                            |
| SWISS      | Q16543                                                 |
| 단백질 분자량    | 44kDa                                                  |
| 배송 방식      | 아이스 팩                                                  |