


Anti-Cdc37 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ip, Elisa - Q16543

품목 번호: CM0026964



소개

Anti-CDC37 Rabbit Polyclonal Antibody는 인간 및 마우스 샘플에서 WB, IP, ELISA에 대해 검증되었습니다. 키나아제 안정화에 관여하는 Hsp90 공동 샤페론 Cdc37 (44kDa)를 표적합니다. 샤페론 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CDC37 Rabbit pAb
비고/별칭	P50CDC37; CDC37
종	인간
GeneID (인간)	11140
GeneID	11140
면역원	재조합 단백질: 인간 CDC37 (NP_008996.1)의 아미노산 1-160 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q16543
단백질 분자량	44kDa
배송	아이스백