

Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Cdc40 토끼 단클론 항체 (Prp17/Prpf17) - O60508

품목 번호: CM0002617



소개

인간 CDC40(PRP17, EHB3)을 표적으로 하는 고품질 토끼 단클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트 샘플에서 WB, IHC-P, ELISA로 검증되었습니다. 스플라이세오솜 연구 및 배아 뇌 발달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CDC40 토끼 mAb
비고/별칭	EHB3; PCH15; PRP17; PRPF17; CDC40
종	인간
유전자 ID (인간)	51362
유전자 ID	51362
면역원	합성 펩타이드
출처	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O60508
단백질 분자량	66 kDa
배송 방법	아이스 팩