

Wb 및 Elisa용 Anti-Cdc42 Rabbit Monoclonal Antibody - P60953

품목 번호: CM0003769



소개

이 토끼 단일클론 항체는 인간 CDC42(마우스, 쥐 포함)를 타겟으로 하며 웨스턴 블랏 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 세포 분열 조절, 액틴 세포골격 및 상피 세포 극성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CDC42 Rabbit mAb
비고/별칭	TKS; G25K; CDC42Hs; CDC42
종	Human
GeneID (Human)	998
GeneID	998
면역원	인간 CDC42 (P60953)의 아미노산 60-191에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	Rabbit
카테고리	Monoclonal Antibodies
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	P60953
단백질 분자량	21kDa
배송	아이스백