

If/Icc, Elisa용 항-Cdc42 토끼 다클론 항체 - P60953

품목 번호: CM0016895



소개

인간 CDC42에 대한 토끼 다클론 항체로, IF/ICC 및 ELISA에 최적화되어 있습니다. 세포 극성화, 이동 및 세포골격 재구성에 관여하는 소형 GTPase를 표적으로 하며, 세포 생물학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CDC42 토끼 pAb
비고/별칭	TKS; G25K; CDC42Hs; CDC42
종	인간
유전자ID (인간)	998
유전자ID	998
면역원	인간 CDC42 (NP_001782.1)의 아미노산 1-188에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
생산원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P60953
단백질 분자량	21kDa
배송 방식	아이스백