

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Cdc42Ep1 단일클론 항체 - Q00587

품목 번호: CM0002799

소개

인간 CDC42EP1 (BORG5/MSE55)에 대한 토끼
단일클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에서
검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 액틴
세포골격 및 내피 세포 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CDC42EP1 토끼 mAb
비고/별칭	CEP1; BORG5; MSE55; CDC42EP1
종	인간
GeneID (인간)	11135
GeneID	11135
면역원	인간 CDC42EP1 (Q00587)의 아미노산 292-391에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q00587
단백질 분자량	40kDa
배송	아이스백