

Wb 및 Elisa용 Anti-Cdc42Ep3 토끼 다클로날 항체 - Q9Uki2

품목 번호: CM0029467

소개

인간 CDC42EP3 (BORG2/CEP3)에 대한 토끼 다클로날 항체로, 웨스턴 블로팅 및 ELISA에 적합합니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 액틴 세포골격 조직 및 세포 형태 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CDC42EP3 Rabbit pAb
비고/별칭	UBI; CEP3; BORG2; CDC42EP3
종	인간(Human)
GeneID (인간)	10602
GeneID	10602
면역원	인간 CDC42EP3 (NP_006440.2)의 아미노산 1-254에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q9UKI2
단백질 분자량	28kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)