

Wb, Elisa용 Anti-Cdc45 폴리클로널 항체 - O75419

품목 번호: CM0022377



소개

인간 CDC45를 표적으로 하는 토끼 폴리클로널 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 쥐와 반응합니다. DNA 복제 개시를 위한 CMG 헬리케이스의 필수 핵심 구성 요소입니다. 세포 주기 및 염색체 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CDC45 Rabbit pAb
비고/별칭	CDC45L; MGORS7; CDC45L2; PORC-PI-1; CDC45
종(Species)	Human
유전자 ID (인간)	8318
유전자 ID	8318
면역원(Immunogen)	인간 CDC45 (NP_003495.1)의 아미노산 1-270에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	폴리클로널 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	Human, Mouse, Rat
SWISS	O75419
단백질 분자량	66kDa
배송(Shipping)	아이스팩