

Wb, Elisa용 항Cdc5L 토끼 다클론 항체 - Q99459

품목 번호: CM0025828



소개

WB 및 ELISA 응용 분야를 위해 인간 CDC5L (aa 563-802)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체. 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. 세포 주기 및 pre-mRNA 스플라이싱 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CDC5L 토끼 pAb
비고/별칭	CDC5; CEF1; PCDC5RP; CDC5-LIKE; dj319D22.1; CDC5L
종	인간
유전자 ID (인간)	988
유전자 ID	988
면역원	인간 CDC5L (NP_001244.1)의 아미노산 563-802에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q99459
단백질 분자량	92kDa
배송 방식	아이스백