


Wb용 Anti-Cdc6 다클론 항체 - Q99741

품목 번호: CM0021434



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA용으로 검증된 인간 Cdc6에 대한 토끼 다클론 항체입니다. DNA 복제 및 세포 주기 체크포인트 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Cdc6 토끼 pAb
비고/별칭	CDC18L; HsCDC6; MGORS5; HsCDC18; Cdc6
종	인간
GeneID (인간)	990
GeneID	990
면역원	재조합 단백질; 인간 Cdc6(Q99741)의 아미노산 1~560에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q99741
단백질 분자량	63kDa
배송	아이스팩