

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Cdca3 토끼 단일클론 항체 - Q99618

품목 번호: CM0004464

소개

WB, IHC-P, ELISA용으로 검증된 고품질의 anti-CDCA3 토끼 단일클론 항체입니다. 유사분열 진입에 관여하는 세포 분열 주기 관련 단백질인 인간 CDCA3을 인식합니다. 세포 주기 및 암 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CDCA3 Rabbit mAb
비고/별칭	GRCC8; TOME1; TOME-1; CDCA3
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID	83461 (Human)
면역원(Immunogen)	합성 펩타이드 인간 CDCA3 (Q99618)의 아미노산 1-100 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	Q99618
단백질 분자량	29kDa
배송(Shipping)	아이스백