

Wb, Elisa용 항-Cdca3 토끼 다클론 항체 - Q99618

품목 번호: CM0023838

소개

토끼 유래 항-CDCA3 다클론 항체로, 웨스턴 블롯(WB)과 ELISA에서 검증되었습니다. 유사분열 진입 트리거인 인간 및 생쥐 CDCA3를 검출하며 세포 주기 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CDCA3 토끼 pAb
비고/별칭	GRCC8; TOME1; TOME-1; CDCA3
종	인간
유전자 ID (인간)	83461
유전자 ID	83461
면역원	합성 펩티드: 인간 CDCA3 (NP_001284531.1)의 아미노산 100번부터 C-말단까지 서열에 해당하는 합성 펩티드입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐
SWISS	Q99618
단백질 분자량	29kDa
배송 방식	아이스팩