

Wb용 Anti-Cdca5 다클론 항체 - Q96Ff9

품목 번호: CM0022910

소개

CDCA5 Rabbit pAb는 인간 CDCA5(sororin)에 대해 토끼에서 생성된 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 인간, 마우스 및 랫드 샘플과 반응합니다. 자매 염색분체 응집 및 세포 분열 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CDCA5 Rabbit pAb
비고/별칭	SORORIN; CDCA5
종	인간
유전자 ID	113130
면역원	인간 CDCA5(NP_542399.1)의 아미노산 70-150에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q96FF9
단백질 분자량	28kDa
배송	얼음팩