


Wb, Elisa용 Anti-Cdca8 토끼 다클론 항체 - Q53H12

품목 번호: CM0015868



소개

인간 CDCA8에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합합니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 유사분열 및 세포 분열 연구에 대해 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	CDCA8 토끼 pAb
비고/별칭	BOR; DasraB; MESRGP; BOREALIN; CDCA8
종	인간
유전자 ID (인간)	55143
유전자 ID	55143
면역원	인간 CDCA8의 아미노산 1-124에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_060571.1).
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q53HL2
단백질 분자량	31kDa
배송	아이스팩