


Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Cdca8 토끼 다클론 항체 - Q53Hl2

품목 번호: CM0013098



소개

CDCA8(Borealin)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 생쥐 및 래트와 교차 반응합니다. 유사분열 조절 및 세포 주기 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	CDCA8 토끼 pAb
비고/별칭	BOR; DasraB; MESRGP; BOREALIN; CDCA8
종	인간
유전자 ID (인간)	55143
유전자 ID	55143
면역원	인간 CDCA8 (NP_060571.1)의 아미노산 1-280에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 래트
SWISS	Q53HL2
단백질 분자량	31kDa
배송 방식	아이스 팩