

Anti-Cdcp1 Monoclonal Antibody For Fc - Q9H5V8

품목 번호: CM0010225

소개

접합 토끼 단일클론 항체로, 인간 CDCP1 (CD318, TRASK)를 표적합니다. 유세포 분석용입니다. CDCP1은 종양 진행 및 전이에 관여하는 세포 부착 단백질입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Rabbit anti-Human CDCP1 mAb
비고/별칭	CD318; TRASK; SIMA135
종(Species)	Human
GeneID (Human)	64866
GeneID	64866
면역원(Immunogen)	인간 CDCP1 (NP_073753.3)의 아미노산 30-666에 해당하는 서열을 포함하는 제조함 용합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	단일클론 항체
응용(Application)	FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human
SWISS	Q9H5V8
단백질 분자량	37kDa/72kDa/92kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)